

№ 67 от 27.01.2021

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


Разъяснения на запрос о положениях документации электронного аукциона на поставку фильтровентиляционного оборудования для защитных сооружений гражданской обороны:

**Текст запроса:**

Прошу дать разъяснение по Описанию объекта закупки (Приложение №3), «п/п 1 Фильтрационный агрегат ФВА-49, указан требуемые комплект поставки в частности «рама -1 шт. стойка - 1шт.» Что имеется ввиду, для чего будут использованы «рама и стойка», тех. характеристики... Так же в комплектности поставки указано - ящики для упаковки - 5 шт. Почему именно 5 ящиков нужно, для упаковки чего они нужны? Требуемые в комплекте электроручной вентилятор ЭРВ-49, фильтры-поглотители ФПУ-200 поставляются заводами изготовителями на паллетах. Или поставщик должен каждый комплект разложить в пять ящиков? Прошу дать разъяснение по данной позиции, либо исключить данное требование из документации.

**Разъяснения на запрос:**

Рама является частью комплекта агрегата ФВА-49, в качестве несущей конструкции, на которую устанавливаются фильтры-поглотители ФПУ-200. Рама крепится (при необходимости) анкерными болтами к основанию пола, что придает конструкции жесткость. Кроме функции несущей конструкции, использование рамы не допускает контакта фильтров-поглотителей с напольным покрытием во избежание возможной коррозии корпуса фильтра-поглотителя. Стойка и рама, входящие в состав комплекта ФВА-49, выполнены из металла. На закрепленную стойку устанавливается электроручной вентилятор ЭРВ-49 при помощи болтового соединения, который соединяется через крестовину с верхним фильтром-поглотителем ФПУ-200. Технические характеристики отсутствуют. Схема образец:



Поставщик осуществляет упаковку товара, способную предотвратить его повреждение и обеспечить сохранность потребительских свойств товара. Упаковка в виде ящика позволяет обеспечить должную сохранность продукции при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Пять ящиков необходимы для одного комплекта ФВА-49. Каждый фильтр ФПУ-200 упаковывается в отдельный ящик. Электроручной вентилятор ЭРВ-49 упаковывается в отдельный ящик. Оставшееся оборудование и детали упаковываются в отдельный ящик.

Директор



Э. В. Беляцкий